



Fiche technique d'AvalonK2^{VAC}

AvalonK2VAC combine la cheville hydraulique AvalonK2 avec un système de vide élevé pour assurer un mouvement naturel allié à une connexion optimale de l'emboîture.

AvalonK2VAC est spécialement conçu pour les utilisateurs ayant une faible activité et privilégie la sécurité et la stabilité grâce à l'utilisation de la technologie hydraulique et d'une âme optimisée. L'introduction du vide élevé permet aux utilisateurs de bénéficier d'un plus grand confort et d'un meilleur contrôle tout au long de la journée, en réduisant les mouvements relatifs et les lésions cutanées.



Caractéristiques principales

- ✓ Technologie de cheville hydraulique
- ✓ Forme d'âme optimisée pour une meilleure stabilité
- ✓ Système de vide pour une connexion optimale de l'emboîture tout au long de la journée
- ✓ Conçu pour favoriser un tissu résiduel plus sain



Avantages prouvés de la technologie de cheville hydraulique

- Une garde au sol accrue réduisant les risques de trébuchement et de chute
- Amélioration de l'équilibre grâce à l'auto-alignement et au soutien en position debout
- Amélioration du contrôle et de la sécurité lors des négociations de pente
- Amélioration de la symétrie cinétique du cycle de marche
- Réduction de la charge sur le membre résiduel
- Augmentation de la vitesse de marche

Avantages prouvés du vide élevé

- Réduction des fluctuations de volume
- Réduction des pressions d'interface
- Amélioration de la cicatrisation des plaies
- Réduction de l'effet de piston
- Amélioration de la symétrie du cycle de marche et de l'équilibre et réduction du risque de chute
- Un plus grand confort et une meilleure satisfaction générale

Des études cliniques, les derniers articles de recherche et les références complètes sont disponibles sur notre site Web : <https://www.blatchford.co.uk/prosthetics/professionals/>

Spécifications techniques

Poids max de l'utilisateur	150 kg
Niveau d'activité	2
Fourchette de tailles	24 à 30 cm
Poids de l'élément	583 g (taille de 26 cm sans l'enveloppe du pied)
Hauteur de construction	122 mm
Hauteur du talon	10 mm
Amplitude de mouvement hydraulique	FP 6°/FD 3°
Étanche	Non
Résistant aux intempéries	Oui
Code produit/Référence	AVAC
Pied avec orteil séparé	Oui
Garantie*	24 mois
Vide maximum	17 inHg

*L'enveloppe est garantie 12 mois, la chaussette de protection 3 mois.

Exemple de commande

Code produit	Taille	Côté
AVAC	25	L

Pour une couleur foncée, ajoutez le suffixe D.
Exemple de pied : AvalonK2VAC taille 25 gauche.

Accessoires

Clé de réglage de la FD/FP	940236
Kit de connexion de l'emboîture	409663
Kit d'entretien des clapets antiretour	409863