



Gamme de pieds en e-carbone

Blatchford 

Gamme de pieds en e-carbone

La gamme en e-carbone de Blatchford offre à la fois le côté pratique d'un pied de tous les jours et un haut niveau de restitution d'énergie, idéal pour les sports de loisir.

Chaque pied est conçu pour être léger, réactif et robuste. Avec sa lame d'avant-pied à orteil séparé, il s'adapte à toutes les surfaces, améliorant l'équilibre et la confiance à chaque pas. L'enveloppe de pied est maintenant dotée d'un orteil séparé pour s'adapter à un plus grand nombre de chaussures.

Les options sont les suivantes :

- Composant VT améliorant l'absorption des chocs verticaux et de rotation pour réduire les forces de cisaillement et les taux de charge au niveau de l'emboîture. L'utilisateur peut bouger et s'adapter plus librement, ce qui rend ce produit idéal pour les sports à pivot comme le tennis et le golf, ou pour la randonnée pédestre.
- Cheville multiaxiale permettant d'absorber les chocs et de réduire la pression sur le membre résiduel pour une expérience de marche fluide et confortable.

Elite Blade



L'Elite Blade est une lame flexible très performante et résistante à l'eau. Elle est conçue pour amortir les chocs du membre résiduel, ce qui la rend idéale pour une utilisation à fort impact.

Référence produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Pied artificiel	+ Boîtier supérieur
EB	25	L	N	5	S	Adaptateur

Exemple de pied : Elite Blade, taille 25 gauche, catégorie de lame 5, orteil séparé



Elite Blade^{VT}



L'Elite Blade^{VT} offre tous les avantages de l'Elite Blade mais avec un amortisseur de chocs verticaux et de rotation.

Référence produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Pied artificiel	Sélection VT
EB	25	L	N	5	S	Mâle VTM1 ou VTF1 VTM2 ou VTF2 VTM3 ou VTF3 VTM4 ou VTF4

Exemple de pied : Elite Blade^{VT}, taille 25 gauche, étroit, catégorie de lame 5, orteil séparé, VT.



Elite²



L'Elite 2 est un pied léger et réactif doté de lames de pied indépendantes en e-carbone. Conçu pour supporter les forts impacts, ce pied est idéal pour une multitude de sports de loisir.

Référence produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Pied artificiel
EL	25	L	N	5	S

Exemple de pied : Elite2, taille 25 gauche, étroit, catégorie de lame 5, orteil séparé.



Elite^{VT}



L'Elite^{VT} combine la technologie de l'Elite2 avec un amortisseur de chocs verticaux et de rotation.

Référence produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Pied artificiel	Ressort de choc
EVT	25	L	N	7	S	3

Exemple de pied : Elite^{VT}, taille 25 gauche, étroit, catégorie de lames 7, orteil séparé et ressort de choc 3.



Frank est utilisateur du pied Elite et a été convaincu par son aisance à l'attaque du talon, son déroulement du pas naturel ainsi que son dynamisme et retour d'énergie. Pour Frank, le pied Elite combine le confort d'un pied de tous les jours avec un niveau élevé de retour d'énergie qui le rend également idéal pour les sports récréatifs. Que vous marchiez, que vous fassiez du jogging ou du tennis de table, la lame Elite donne le ton!

« Un pied prothétique compact et polyvalent dont je ne voudrais jamais m'en passer. »

Frank, utilisateur du pied élite



Epirus



L'Epirus est un pied prothétique multiaxial discret, qui combine une cheville biomimétique souple avec des lames indépendantes en e-carbone pour une expérience de marche fluide et confortable et une excellence restitution d'énergie.

Référence produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Pied artificiel
EP	25	L	N	3	S

Exemple : taille de pied 25, gauche, catégorie de lame 3, orteil séparé.



Javelin



Le Javelin est un pied prothétique extrêmement léger, qui offre une bonne restitution d'énergie sur tout un éventail d'activités et de sports à impact faible à modéré.

Référence produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Pied artificiel	+ Boîtier supérieur
JAV	25	L	N	3	S	Adaptateur

Exemple : taille de pied 25, gauche, catégorie de lame 3, orteil séparé, adaptateur.



Esprit



L'Esprit est un pied léger, discret et résistant à l'eau, qui offre une excellente restitution d'énergie. Il est idéal pour les longs membres résiduels ou lorsque des composants supplémentaires sont requis.

Référence produit	Taille	Côté	Largeur*	Catégorie de lames	Pied artificiel
ESP	25	L	N	3	S

Exemple : taille de pied 25, gauche, catégorie de lame 3, orteil séparé.



*Modèles étroits (N) et larges (W) disponibles pour les tailles 25-27 uniquement.

*Modèles étroits (N) et larges (W) disponibles pour les tailles 25-27 uniquement.

+49 9221 87808 0 | contact@blatchford.fr
Blatchford Europe GmbH, Fritz-Hornschuch-Str. 9,
95326 Kulmbach, Allemagne.

@blatchfordgrp | blatchford.fr

214069182FR Iss2 10/20. Ces informations sont tenues pour exactes au moment de l'impression.

Blatchford 